

Poštovani korisnici **MiniMed™ Medtronic inzulinskih pumpi**,

Obavještavamo vas da će **25. listopada 2026.** godine **doći do promjene zimskog računanja vremena**, kada će se **sat pomaknuti za jedan sat unazad**. Ova promjena može utjecati na rad vaših MiniMed™ Medtronic inzulinskih pumpi, jer je važno da vremenske postavke na vašoj pumpi budu usklađene s točnim vremenom.

Kako biste osigurali pravilno funkcioniranje vaše pumpe i preciznost vremenskih postavki, slijedite upute za izmjenu vremena prema modelu vaše pumpe.

Korisnici MiniMed™ 780G:

1. Uđite u glavni izbornik
2. Zatim odaberite „**Postavke**“
3. Odaberite „**Postavke uređaja**“
4. Kliknite na „**Jezik**“ i odaberite „**Engleski**“
5. Zatim odaberite „**Time & Date**“
6. Promijenite vrijeme pomicanjem sata i spremite postavke
7. Ponovno odaberite „**Language**“ i postavite ga na „**Hrvatski**“
8. Potvrdite promjene s „**Da**“

Korisnici MiniMed™ 740G:

1. Uđite u glavni izbornik
2. Odaberite „**Uslužne značajke**“
3. Kliknite na „**Jezik**“ i odaberite „**Engleski**“
4. Zatim odaberite „**Time & Date**“
5. Promijenite vrijeme pomicanjem sata i spremite postavke
6. Ponovno odaberite „**Language**“ i postavite ga na „**Hrvatski**“
7. Potvrdite promjene s „**Da**“

Korisnici MiniMed™ 640G:

1. Uđite u glavni izbornik
2. Zatim odaberite „**Utilities**“
3. Odaberite „**Time & Date**“
4. Promijenite vrijeme pomicanjem sata i spremite postavke
5. Kliknite na „**Save**“

Korisnici MiniMed™ Veo 754:

1. Kliknite na gumb ACT i uđite u glavni izbornik „**Main Menu**“
2. Zatim odaberite „**Utilities**“
3. Odaberite „**Time/Date**“
4. Odaberite opciju „**24 Hour Setup**“
5. Promijenite vrijeme pomicanjem sata i potvrdite postavke

Za dodatne upute ili pomoć u vezi s postavkama vašeg uređaja, slobodno se obratite našoj korisničkoj podršci na broj +385 91 4550 400 ili na e-mail info@mediligo.hr.

Vaš MediLigo tim