

Medtronic

Bolja kontrola dijabetesa, bez brige o hipoglikemijama^{1,2}



Sustav inzulinske pumpe MiniMed™ 740G*


Tehnologija SmartGuard™ pomaže u sprječavanju hipoglikemija kako biste se bolje fokusirali na život, a manje na razine glukoze^{1,2}

Sustav inzulinske pumpe
MiniMed™ 740G*

Preventivna tehnologija koja pomaže u sprječavanju hipoglikemije^{1,2}

Sustav MiniMed™ 740G

Podrška za obuku pomaže vam da dobijete najviše koristi od terapije inzulinskom pumpom.



Mjerač glukoze u krvi

Rezultati ispitivanja mjeračem glukoze u krvi Accu-Check® Guide Link bežično se šalju pumpi radi brze kalibracije senzora.

Aplikacija za pametni telefon

Prikazuje vaše trenutne razine glukoze u senzoru i trendove kontinuiranog mjerenja glukoze na vašem telefonu.

Kontinuirano mjerenje glukoze (eng. Continuous glucose monitoring, CGM)

Mjeri razine glukoze u senzoru svakih pet minuta i automatski šalje očitavanja pumpi.

Infuzijski set

Omogućuje kontinuiranu i diskretnu isporuku inzulina.

Inzulinska pumpa MiniMed™ 740G


Ova voodtoporna* pumpa prima podatke iz CGM-a radi predviđanja i sprječavanja hipoglikemija prije nego što ih osjetite.

*Pogledajte vodič za upotrebu sustava. U vrijeme proizvodnje i kada su spremnik i kateter pravilno umetnuti, pumpa je voodtoporna. Zaštićena je od učinaka uranjanja u vodu do dubine od 3,6 metara (12 stopa) u trajanju do 24 sata. Pojediniosti potražite u korisničkom priručniku.

Sprječava niske razine glukoze prije nego što ih osjetite¹

MiniMed™ 740G s tehnologijom SmartGuard™ svojim djelovanjem sprječava da dođete na nisku razinu glukoze. Sustav kontinuirano provjerava vaše razine glukoze u senzoru svakih 5 minuta, danonočno, radi predviđanja i sprječavanja niskih razina 30 minuta unaprijed. Tehnologija SmartGuard™ automatski će zaustaviti isporuku inzulina prije nego što dođete na nisku razinu te će je automatski nastaviti kada se vaše razine glukoze oporave, čime dobivate bolju kontrolu dijabetesa.*

Značajka SmartGuard™ sprječava niske razine glukoze kako biste imali bolju kontrolu¹



Inzulinska pumpa potpomognuta senzorom omogućuje snižavanje vašeg HbA1c³

Terapija pumpom potpomognutom senzorom omogućuje integrirano kontinuirano mjerenje glukoze, što omogućava snižavanje HbA1c bez povećanja učestalosti hipoglikemije. Pokazalo se da značajno smanjenje HbA1c smanjuje dugoročne komplikacije uzrokovane dijabetesom.


Do
1,0 %
Smanjenje HbA1c³

*Pogledajte upute za upotrebu

Ostanite informirani prateći trendove glukoze na svom pametnom telefonu.

Jednostavan pregled stanja glukoze

Zahvaljujući aplikaciji MiniMed™ Mobile možete u tren oka saznati svoje razine glukoze.

Ako se počnete približavati visokoj ili niskoj razini glukoze, aplikacija šalje upozorenje kako biste mogli proaktivno prilagoditi postavke i ostati u normalnom rasponu.

Ostanite povezani s partnerima i/ili roditeljima

Aplikacija CareLink™ Connect omogućuje vašoj obitelji i prijateljima da ostanu informirani, što je idealno za roditelje čije dijete ima dijabetes. Do pet partnera može primati obavijesti o hipoglikemijama i hiperglikemijama, čime se postiže veći osjećaj sigurnosti.



Tehnologija SmartGuard™ može znatno smanjiti rizik od hipoglikemije kod djece s dijabetesom tipa 1 bez povećanja HbA1c.⁴



Bolja kontrola nad glukozom, bez brige o hipoglikemijama^{1,2}

Svojim djelovanjem sprječava hipoglikemije

Postizanje kontrole nad glukozom često znači brigu oko vraćanja visokih razina glukoze u normalan raspon, ali bez povećanja opasnosti od hipoglikemije. Značajka SmartGuard™ eliminira te brige time što sprječava do 80 % hipoglikemija bez povećanja opasnosti od hiperglikemije.²

Manje vremena u brizi oko noćnih hipoglikemija

Zahvaljujući tehnologiji SmartGuard™, možete postaviti nekoliko granica niskih razina odvojeno za razdoblje dana ili noći. Isporuka inzulina se obustavlja kada se vrijednost glukoze približava unaprijed postavljenim niskim razinama, tako da ste više vremena u kontroli nego ikada prije.^{1,2}

Može spriječiti

80 %

hipoglikemija¹



Sustav inzulinske pumpe MiniMed™ 740G*



Inzulinska pumpa kompatibilna s pametnim uređajima, predviđa i sprječava hipoglikemije prije nego što ih osjetite.^{1,2}

**Kako biste saznali više,
nazovite Medtronic +385 14 88 11 44
te posjetite
www.medtronic-diabetes.com/hr-HR
ili MediLigo +385 1 6454 295
te posjetite www.mediligo.hr**

**Sustav inzulinske
pumpe MiniMed™ 740G**

Pogledajte značajku korisničkog vodiča za sustav SmartGuard™.

Potrebna je određena interakcija korisnika i sustava.

Ovdje sadržani podaci nisu medicinski savjeti i ne smiju se upotrebljavati kao alternativa razgovoru sa svojim liječnikom. O indikacijama, kontraindikacijama, upozorenjima, mjerama opreza, mogućim štetnim događajima i svim dodatnim informacijama razgovarajte sa svojim zdravstvenim djelatnikom.

LITERATURA:

1. Choudhary P, et al. Hypoglycemia Prevention and User Acceptance of an Insulin Pump System with Predictive Low Glucose Management Diabetes Technol Ther. 2016; 18(5):288-291
2. Bosi E, et al. Efficacy and safety of suspend-before-low insulin pump technology in hypoglycaemia-prone adults with type 1 diabetes (SMILE): an open-label randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2019;7: 462-72
3. Bergenstal RM, Effectiveness of Sensor-Augmented Insulin-Pump Therapy in Type 1 Diabetes. New England Journal of Medicine. 2010;363(11):1092-1092.
4. Biester T. et al. "Let the Algorithm Do the Work": Reduction of Hypoglycemia Using Sensor- Augmented Pump Therapy with Predictive Insulin Suspension (SmartGuard) in Pediatric Type 1 Diabetes Patients. Diabetes Technol Ther. 2017; 19(3):173-182

*Sustavi MiniMed™740G i MiniMed™ 640G imaju isti terapijski algoritam.

EMA-IPT-2200133 ©2022. Medtronic. Sva prava pridržana. Medtronic i logotip Medtronic žigovi su tvrtke Medtronic.™** Marke trećih strana žigovi su njihovih vlasnika. Sve druge marke žigovi su tvrtke u društvu Medtronic.

ACCU-CHECK I ACCU-CHEK GUIDE LINK žigovi su društva Roche Diabetes Care. Društvo Unomedical a/s pravni je proizvođač infuzijskog seta MiniMed™. Aaholmvej 1-3, Osted. 4320 Lejre, Danska.

Medtronic Adriatic d.o.o.
Folnegovičeva 1c
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 488 1144

Distributer:
MediLigo d.o.o.
Strojarska 20
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 6454 295



Medtronic